

Ett litet ”ATT TANKA PÅ”

Foderautomat placering:

***Placera lättåtkomligt och på ett lugnt ställe, gärna nära en tätning. Tag hänsyn till åkrar, vägar och GRANNAR.**

***Rigga upp automaten. LÄGG ut ett smakligt foder (typ majs) runt automaten. KÖR IGÅNG automaten när du ser att grisarna hittat dit. Saltsten, tjära.**

***Ha kontakt med jaktlagsgrannarna angående era inbördes automatplaceringar!**

***Ställ in så stor spridningsradie som möjligt.**

***INGEN JAKT vid projektets foderautomater! Dessa till för att försöka ”styra ” bort grisarna från oönskade områden. 2-300 meter minst till närmaste åtel. (Jaga här..!!)**

Foder:

***Slöinge Lantmän tillhandahåller foder efter era önskemål angående blandning (vi rekommenderar ca 20 %ärtor,20 %majs och 60 %vete. Öka eventuellt andelen majs i början samt i vårsådd tider) och kvalitet. Hör av er några dagar innan önskad leverans till Magnus Karlsson 0346-40460.**

***Johan Sönnerstedt, 0346-40143 försöker ta fram ett alternativfoder av restprodukter från kallpressad linfröolja, pellets form.**

***Det är GIVETVIS fritt att inhandla foder var man så önskar! Detta några exempel.**

***Projektet tillhandahåller max 2kr/kg foder exkl. moms. Eller: foder för 1460kr per automat 2005. (2kr/kg x 2kg/dag x 365dag).**

Provtagningar:

***För Trikin och DNA prov tag en ca 3cm x 4cm stor bit från mellangärdets ryggsida. Dela denna i 2 lika stora bitar.**

Bit 1 – läggs i vanlig plastpåse för trikintest

Bit 2 – läggs i 2st FRYSPÅSAR eller provrör av PLAST. Märk upp med jaktdatum, jaktlag, och eventuellt avvikande utseende (på grisen..!).

Proverna kan förvaras i kylskåp i högst 2-3 dagar.

BÅDA dessa prover lämnas till Ginstens Slakteri, Plönninge, Harplinge.

***För Svinpest-prov – blod i provrör (behöver ej vara helt fullt) enligt SVA´s anvisningar. Som avsändare anges endast ”Projekt, Halländskt vildsvin i förvaltning och utveckling” samt jaktlagsnamn och datum.**

Även detta prov kan förvaras NÅGON dag i kylskåp om tex helg.

Sist men inte minst:

***KULTING – ska ha ränder annars är det en RÖDGRIS oberoende av vikt. Detta för enhetens skull i projektet! Vad göra med den prickiga...???**

